

密閉式人造皮敷料使用說明

一、傷口及敷料之準備

1. 用無菌換藥棉籤及生理食鹽水由內向外，環狀清潔傷口與周圍皮膚。
2. 用無菌乾棉籤將傷口周圍皮膚拭乾，但傷口保持濕潤。
3. 測量傷口大小並記錄，作為選擇敷料尺寸之依據。
4. 選擇一片適當大小之敷料，其面積至少需要超過傷口周圍 2~3 公分。
5. 撕去敷料之背膠，手指盡量不要觸摸敷料內之黏貼部分。

二、敷料黏貼使用

1. 以傷口為中心，將敷料一邊平貼後，再將其餘部分平整黏貼於傷口上。
2. 黏貼後雙手輕按敷料四周，確保敷料完整黏貼於皮膚上。
3. 視部位需要，敷料周圍可貼紙膠固定，敷料外層防水可淋浴並可避免大小便污染。

三、敷料之更換

1. 當傷口與滲液接觸後，會形成凝膠，由外觀可見到敷料有顏色改變、變軟及隆起現象。
2. 當隆起部分接近敷料邊緣或有傷口滲漏時即需更換。
3. 首先以一手輕按敷料周圍之皮膚，另一手輕掀敷料之一角，慢慢將敷料揭開。
4. 於大部分傷口皆可發現有凝膠狀物質，此並非化膿，而是親水性物質與傷口滲出液之混合物，偶有異味，待清洗傷口後即可消除異味。
5. 對於剛癒合的傷口則可以黏貼「超薄型」敷料，至新生皮膚完全正常為止，以防傷口再度受創。

- 註：1. 因敷料有清創作用，在使用初期，傷口之壞死組織被除去，傷口看似擴大，此乃正常現象，不用擔心，只要繼續使用，傷口即可改善。
2. 若傷口滲液不多，敷料最久可貼 7 天，即需更換。
 3. 若傷口出現紅腫，疑似感染跡象，應就醫處理。

